

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.6001

Bestellung

Angebot

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____



Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Grundausrüstung


- Boxrahmen Aluminiumkonstruktion
- Sitz- und Rückenblech / Rückenbespannung
- Fußstütze Standard
- Kleiderschutz und HOGGI light Bremsen
- Antriebsräder HOGGI light inkl. Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben



Sonderlackierung



Wunsch-RAL-Farbe:

Kupfergold

Sonderlackierung (optional)



Radgabeln und Sturzadapter
in Wunschfarbe:



CESA Folienplot

schwarz **silber**


oder in Wunschfarbe:



Hinweis:

Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben.

Sitzbreite und Sitztiefe



CESA Gr. 1 (20"):

SB 24-30 cm
(in 2cm Schritten)
60 kg Zuladung

CESA Gr. 2 (22"):

SB 26-36 cm
(in 2cm Schritten)
80 kg Zuladung

CESA Gr. 3 (24"):

SB 30-44 cm
(in 2cm Schritten)
100 kg Zuladung

Sitzbreite: 24 cm
Sitztiefe eintragen: (24 - 30 cm)

Sitzbreite: 26 cm
Sitztiefe eintragen: (24 - 32 cm)

Sitzbreite: 28 cm
Sitztiefe eintragen: (26 - 34 cm)

Sitzbreite: 30 cm
Sitztiefe eintragen: (28 - 36 cm)

Sitzbreite: 32 cm
Sitztiefe eintragen: (30 - 38 cm)

Sitzbreite: 34 cm
Sitztiefe eintragen: (32 - 40 cm)

Sitzbreite: 36 cm
Sitztiefe eintragen: (34 - 42 cm)


Sitzbreite: 38 cm
Sitztiefe eintragen: (36 - 44 cm)

Sitzbreite: 40 cm
Sitztiefe eintragen: (38 - 46 cm)

Sitzbreite: 42 cm
Sitztiefe eintragen: (40 - 48 cm)

Sitzbreite: 44 cm
Sitztiefe eintragen: (42 - 48 cm)

Rückenhöhe, Rückenwinkel und Unterschenklänge



Rückenwinkel eintragen: (80° bis 105°)

Sitzwinkel eintragen:



0° 3° 6° 9° 12°

Unterschenklänge eintragen: (15 - 46 cm)

Sitzhöhe eintragen: (36 - 49 cm)

Rückenhöhe	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Rückenbasis starr	x	x	x	x	
Rückenbasis winkelverstellbar & abklappbar	x	x	x	x	
Rückenblech	x	x	x	x	
Rückenbespannung		x	x	x	x

Aktivgrad



Aktivgrad eintragen: (1 bis 8 cm)

Radsturz



Rücken



Rückenbasis „starr“

Rückenbasis „winkelverstellbar
und abklappbar“

Rückenblech in Rahmenfarbe



Rückenbespannung

**ohne Rückenblech oder
Rückenbespannung**

**Kantenschutz für Rückenrohre
mit Rückebespannung**

**Befestigungsset Rückenelemente
für den Sonderbau**

RH 25-35 cm

RH 30-40 cm

RH 35-40 cm

**Hinweis:**

Höhenverstellung ist nur möglich in Kombination mit den Teleskoprohren oder den Einzelschiebegriffen in den Rückenrohren.

Sitzblech




Sitzblech


**ohne Sitzblech oder
Sitzbespannung**

**Befestigungsset Sitzelemente
für den Sonderbau**

Rückenverlängerung (crashgetestet)



Rückenverlängerung


Polster für Rückenverlängerung,
schwarz
Hinweis:

Bei der Auswahl der Transportsicherung ist die Rückenverlängerung oder die Kopfstütze zwingend erforderlich. Nur in Kombination mit dem Rückenblech möglich.

Kopfstützen (crashgetestet)

Kopfstützenhalter für „Kopfstütze
mit Hinterhauptpolster“ oder
für Fremdfabrikate

Kopfstütze mit Hinterhauptpolster


Gurtführung als T-Träger
oberhalb der Schultern
Hinweis:

Ab einer Rückenhöhe von 30 cm.


Hinweis:

Bei der Auswahl der Transportsicherung ist die Rückenverlängerung oder die Kopfstütze zwingend erforderlich.

Rückenkissen

Rückenkissen für Rückenblech,
2,5 cm, schwarzKonturiertes Rückenkissen, schwarz
„HOGGI align“

Sitzkissen



Sitzkissen 3 cm, schwarz



Konturiertes Sitzkissen Abduktion, schwarz

SB 24 - 32 cm 570,00€

SB 34 - 44 cm 597,00€

Polsterfarben




Schwarz



Abstandsgewirke



Beere Soft



Türkis Soft



Grau Soft



Hinweis:

Polsterfarbe Schwarz ist die Standardfarbe und in der Grundausstattung mit inbegriffen.

Bremsen



HOGGI light Sportbremse



Standard-Kniehebelbremsen



Integrierte Bremse



Hinweis:

Die Auswahl der integrierten Bremse ist nur in Verbindung mit der entsprechenden Radabdeckung möglich.

Radabdeckungen aus Kunststoff



Radabdeckung aus Kunststoff



Radabdeckung aus Kunststoff für integrierte Bremse




Radabdeckung aus Kunststoff mit höhenverstellbaren & abnehmbaren Armlehnen



Radabdeckung aus Kunststoff für integ. Bremse & abnehmbaren & höhenverst. Armlehnen

Radabdeckungen aus Aluminium



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe für integrierte Bremsanlage



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe mit höhenverst. & abnehmbaren Armlehnen



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe für integ. Bremsanlage & höhenverst. abnehmbaren Armlehnen

Radabdeckung aus Carbon, PU-Armauflage, Verriegelung der integrierten Bremse




Radabdeckung aus Carbon mit integrierter Bremse



Pu-Armauflage

23,5 cm lang

27 cm lang



Verriegelung der Integrierten Bremse

Antriebsräder

Bereifung für HOGGI light Antriebsräder wählen:

Luftbereifung



Antriebsrad HOGGI light

PU-Bereifung

(20x1 3/8", 22x1" und 24x1")



Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremsen



Hinweis:

Nur in Verbindung mit Schiebebügel oder Schiebegriffe.



Lufttrad HOGGI Extra light mit schwarzem Alu-Greifreifen

Greifreifen für HOGGI light Antriebsräder

Ohne Greifreifen

Alu-Greifreifen

Alu-Greifreifen mit **Antirutschbeschichtung**

VA-Greifreifen

Antirutschbeschichtung:



Schwarz



Reinweiß



Silbergrau



Himmelblau



Verkehrrot



Reinorange

Greifreifenvariante für HOGGI light Antriebsräder:



Standard



Hoch



Weit

Eng



Greifreifenüberzug

Greifreifenmontage für HOGGI light Antriebsräder:



Geschlossener ergonomischer Greifreifen



„HOGGI Grip Plus“ Gummiprofil für geschlossenen Greifreifen

Greifreifen für HOGGI light Antriebsräder



Maxgrepp Original



Maxgrepp Ergo Para



Maxgrepp Ergo Para CP

Speichenschutz

Speichenschutz, transparent

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
einfarbig nach Kundenwunsch:

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Motiv

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Grafik nach Kundenvorgabe



Lenkräder



Rad mit Vollgummireifen

100 x 32 mm

125 x 32 mm


140 x 40 mm



Skaterrolle mit Leuchtioden

100 x 24 mm

125 x 24 mm

PU-Rad mit
Design-Kunststofffelge

100 x 34 mm

125 x 34 mm

**Hinweis:**

Bei einem 3° Sturz ist die Auswahl eines 100 mm Rad nicht möglich.

Schiebebügel, Schiebegriffe



Schiebebügel



Schiebebügel „breit“



Schiebegriffe

Schiebegriffe, Teleskoprohre



Schiebegriffe rückverlagert, höhenverstellbar



Schiebegriff abklappbar



Teleskoprohre in den Rückenrohren


Hinweis:
Für die Rückenhöhenverstellung. Ab einer Rückenhöhe von 25 cm möglich. Nur in Verbindung mit Schiebebügel, Schiebegriffe oder Zentralschiebegriff möglich.

Einzelschiebegriffe, Zentralschiebegriff



Einzelschiebegriffe in den Rückenrohren

Hinweis:
Möglich ab einer Rücken-
höhe von 25 cm.



Einzelschiebegriffe standard 90°


Gesamthöhe: 15 cm
Höhenverstellbereich: 6 cm
Gesamthöhe: 20 cm
Höhenverstellbereich: 10 cm



Zentralschiebegriff Delta-Form

Hinweis:
Möglich bis zu einer Sitz-
breite von 36 cm.

Abweisrollen, Kippschutz, Ankipphilfe, Wadenband



Abweisrollen



Kippschutz, wegschwenkbar



Ankipphilfe




Wadenband mit Polster, passend zur Sitzbreite

! Hinweis:
Nicht möglich in Kombination mit der Lenk- und Schiebehilfe.

Anbau links
Anbau rechts

Anbau links
Anbau rechts

Fußstützanlage



Rohrbügel-Fußstütze Standard

! Hinweis:
Einsetzbar ab einer Sitzbreite von 30 cm.



Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar



Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar, hochklappbar

! Hinweis:
Einsetzbar ab einer Sitzbreite von 28 cm.



Einzelfußstützen, winkelverstellbar, hochklappbar

! Hinweis:
Einsetzbar ab einer Sitzbreite von 28 cm.



Fußstützanlage durchgehend, winkelverstellbar, für kurze USL


für mittel-kurze USL

! Hinweis:
Einsetzbar bis zu einer Sitzbreite von 36 cm.



Fußstützanlage mit Fußbrett in Rahmenfarbe, rückklappbar

Gurtsysteme



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Fußgelenkgurt

SB 24 - 30 cm

SB 28 - 36 cm

SB 34 - 42 cm

Ø 4 - 6,5 cm

Ø 6 - 8,5 cm

Multidirektionale Thoraxpelotten (einzeln bestellbar)



MDP Pelottenhalter
abklappbar und abnehmbar


links

rechts



MDP Pelottenhalter fix
links / rechts

als Paar




MDP Thoraxpelotte

8 x 10 x 2 cm

10 x 12 x 2 cm

12 x 13 x 2 cm

als Paar




MDP Thoraxpelotte gekröpft

6 x 11,5 x 2,5 cm

8 x 14 x 2,5 cm

als Paar

Abduktionskeil, Therapietisch




Abduktionskeil,
abschwenkbar & abnehmbar

LBH 9 x 6 x 9 cm

LBH 11 x 8 x 10 cm


LBH 12 x 9 x 10 cm



A-Keil Erhöhung um 30 mm



Hinweis:
Nur in Verbindung mit A-Keil und
konturierterm Sitzkissen.



Therapietisch

SB 24 - 26 cm

SB 28 - 32 cm

SB 34 - 38 cm

SB 40 - 44 cm




Hinweis:
Nur in Verbindung mit dem Sitz-
blech.




Hinweis:
Nur in Verbindung mit Armlehnen.

Transportsicherung, Verbreiterungssatz



Transportsicherung nach ISO 7176-19



Verbreiterungssatz um 2 cm



Hinweis:
Ab einer Mindestrückenhöhe
von 30 cm.



Info:
Die für den CESA passenden AMF-Bruns Kraftknoten sind
direkt über AMF-Bruns unter folgender Nummer erhältlich:
Bestell-Nr.: 200923805

Lenk- & Schiebehilfe, Geschwistersitz



Lenk- und Schiebehilfe



Anbauadapter zu Lenk- u. Schiebehilfe für „phil&teds“ Geschwistersitz oder universal Autositz Adapter



Hinweis:

Bei einer Nachrüstung fallen zusätzliche Kosten an.

Einhandantrieb, Elektroantrieb



Vorbereitung für die Montage des Einhandantriebes der Firma „Pro Aktiv“

**Transportsicherung
in Kombination mit
Zusatzantrieben**



Vorbereitung für TWION und e-motion der Firma Alber



Vorbereitung für Elektroantrieb „e-fix“ der Firma Alber

**Transportsicherung
in Kombination mit
Zusatzantrieben**



Hinweis:

Nur zusammen mit Armlehnen für die Bedienung des Joysticks erhältlich.

Cosies



„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer für Begleitperson

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage

Empty rectangular box for notes or customer requests.