

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.6001

Bestellung**Angebot**

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

**Grundausrüstung**


- Boxrahmen Aluminiumkonstruktion mit 6 cm Abduktion
- Sitz- und Rückenblech / Rückenbespannung
- Fußstütze Standard
- Kleiderschutz und HOGGI light Bremsen
- Antriebsräder HOGGI light inkl. Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben

Schwarz	Silber	Perl Rubinrot	Perl Nachtblau	Perl Zianblau	Gelbgrün
Eisenglimmer	Verkehrsgelb	Feuerrot	Himmelblau	Perl violett	Nachtblau
Graualuminium	Signalweiß	Reinorange	Signalblau	Perl beige	Blutorange
Erikaviolett	Schwarz, matt	Signalviolett	Weiß, matt	Lichtgrün	Ozeanblau
Türkisblau	Eisenglimmer light	Lachsorange	Pastellblau	Hellrosa	Olivgrün
Himbeerrot	Weißgrün				

Sonderlackierung



Kupfergold

Wunsch-RAL-Farbe:

Sonderlackierung (optional)



Radgabeln und Sturzadapter
in Wunschfarbe:




CESA Folienplot

schwarz **silber**

oder in Wunschfarbe:

Hinweis:
Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben.

Sitzbreite und Sitztiefe



CESA Gr. 1 (20“):

SB 24-30 cm
(in 2cm Schritten)
60 kg Zuladung

CESA Gr. 2 (22“):


SB 26-36 cm
(in 2cm Schritten)
80 kg Zuladung

CESA Gr. 3 (24“):

SB 30-38 cm
(in 2cm Schritten)
100 kg Zuladung

Sitzbreite: 24 cm	
Sitztiefe eintragen:	(24 - 30 cm)
Sitzbreite: 26 cm	
Sitztiefe eintragen:	(24 - 32 cm)
Sitzbreite: 28 cm	
Sitztiefe eintragen:	(26 - 34 cm)
Sitzbreite: 30 cm	
Sitztiefe eintragen:	(28 - 36 cm)
Sitzbreite: 32 cm	
Sitztiefe eintragen:	(30 - 38 cm)
Sitzbreite: 34 cm	
Sitztiefe eintragen:	(32 - 40 cm)
Sitzbreite: 36 cm	
Sitztiefe eintragen:	(34 - 42 cm)
Sitzbreite: 38 cm	
Sitztiefe eintragen:	(36 - 44 cm)

Rückenhöhe, Rückenwinkel und Unterschenkellänge



Rückenwinkel eintragen: (80° bis 105°)

Sitzwinkel eintragen:


0° 3° 6° 9° 12°

Unterschenkellänge eintragen: (15 - 46 cm)

Sitzhöhe eintragen: (36 - 49 cm)

Rückenhöhe	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Rückenbasis starr	x	x	x	x	
Rückenbasis winkelverstellbar & abklappbar	x	x	x	x	
Rückenblech	x	x	x	x	
Rückenbespannung		x	x	x	x

Aktivgrad



Aktivgrad eintragen: (1 bis 8 cm)

Radsturz

3°



6°



9°



12°



Rücken



Rückenbasis „starr“



Rückenbasis „winkelverstellbar
und abklappbar“



Rückenblech in Rahmenfarbe



Rückenbespannung

RH 25-35 cm

RH 30-40 cm

RH 35-40 cm

**ohne Rückenblech oder
Rückenbespannung**

**Kantenschutz für Rückenrohre
mit Rückenbespannung**

**Befestigungsset Rückenelemente
für den Sonderbau**



Hinweis:

Höhenverstellung ist nur möglich in Kombination mit den Teleskoprohren oder den Einzelschiebegriffen in den Rückenrohren.

Sitzblech




Sitzblech


**ohne Sitzblech oder
Sitzbespannung**

**Befestigungsset Sitzelemente
für den Sonderbau**

Rückenverlängerung (crashgetestet)



Rückenverlängerung



Polster für Rückenverlängerung, schwarz


Hinweis:

Bei der Auswahl der Transportsicherung ist die Rückenverlängerung oder die Kopfstütze zwingend erforderlich. Nur in Kombination mit dem Rückenblech möglich.


Kopfstützen (crashgetestet)



Kopfstützenhalter für „Kopfstütze mit Hinterhauptpolster“ oder für Fremdfabrikate



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern



Hinweis:

Ab einer Rückenhöhe von 30 cm.


Hinweis:

Bei der Auswahl der Transportsicherung ist die Rückenverlängerung oder die Kopfstütze zwingend erforderlich.

Rückenkissen



Rückenkissen für Rückenblech, 2,5 cm, schwarz



Konturiertes Rückenkissen, schwarz „HOGGI align“

Sitzkissen



Sitzkissen 3 cm, schwarz



Konturiertes Sitzkissen Abduktion, schwarz

SB 24 - 32 cm 570,00€

SB 34 - 38 cm 597,00€

Polsterfarben




Schwarz



Abstandsgewirke



Beere Soft



Türkis Soft



Grau Soft

**Hinweis:**

Polsterfarbe Schwarz ist die Standardfarbe und in der Grundausstattung mit inbegriffen.

Bremsen



HOGGI light Sportbremse



Standard-Kniehebelbremsen



Integrierte Bremse


**Hinweis:**

Die Auswahl der integrierten Bremse ist nur in Verbindung mit der entsprechenden Radabdeckung möglich.

Radabdeckungen aus Kunststoff

Radabdeckung
aus KunststoffRadabdeckung aus Kunststoff
für integrierte BremseRadabdeckung aus Kunststoff
mit höhenverstellbaren & ab-
nehmbaren ArmlehnenRadabdeckung aus Kunst-
stoff für integ. Bremse &
abnehmbaren & höhenverst.
Armlehnen

Radabdeckungen aus Aluminium

Radabdeckung aus
Aluminium in RahmenfarbeRadabdeckung aus
Aluminium in Rahmenfarbe
für integrierte BremsanlageRadabdeckung aus
Aluminium in Rahmenfarbe
mit höhenverst. & abnehmba-
ren ArmlehnenRadabdeckung aus
Aluminium in Rahmenfarbe
für integ. Bremsanlage &
höhenverst. abnehmbaren
Armlehnen


Radabdeckung aus Carbon, PU-Armauflage, Verriegelung der integrierten Bremse

Radabdeckung aus Carbon
mit integrierter Bremse

Pu-Armauflage

23,5 cm lang

27 cm lang

Verriegelung der
Integrierten Bremse

Antriebsräder

Bereifung für HOGGI light Antriebsräder wählen:

Luftbereifung



Antriebsrad HOGGI light

PU-Bereifung

(20x1 3/8", 22x1" und 24x1")



Antriebsrad HOGGI light
mit Trommelbremsen



Hinweis:

Nur in Verbindung mit
Schiebebügel oder
Schiebegriffe.



Lufttrad HOGGI Extra light mit
schwarzem Alu-Greifreifen

Greifreifen für HOGGI light Antriebsräder

Ohne Greifreifen

Alu-Greifreifen

Alu-Greifreifen mit
Antirutschbeschichtung

VA-Greifreifen

Antirutschbeschichtung:



Schwarz



Reinweiß



Silbergrau



Himmelblau



Verkehrsrot



Reinorange

Greifreifenvariante für HOGGI light Antriebsräder:




Standard



Hoch

Greifreifenmontage für HOGGI light Antriebsräder:



Weit



Eng

Greifreifenüberzug



Geschlossener
ergonomischer Greifreifen



„HOGGI Grip Plus“ Gum-
miprofil für geschlossenen
Greifreifen

Greifreifen für HOGGI light Antriebsräder



Maxgrepp Original



Maxgrepp Ergo Para



Maxgrepp Ergo Para CP

Speichenschutz

Speichenschutz, transparent

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
einfarbig nach Kundenwunsch:Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit MotivSpeichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Grafik nach Kundenvorgabe

Lenkräder



Rad mit Vollgummireifen

100 x 32 mm**125 x 32 mm****140 x 40 mm**

Skaterrolle mit Leuchtioden

100 x 24 mm**125 x 24 mm**PU-Rad mit
Design-Kunststofffelge**100 x 34 mm****125 x 34 mm****Hinweis:**

Bei einem 3° Sturz ist die Auswahl eines 100 mm Rad nicht möglich.

Schiebebügel, Schiebegriffe



Schiebebügel



Schiebebügel „breit“



Schiebegriffe

Schiebegriffe, Teleskoprohre

Schiebegriffe rückverlagert,
höhenverstellbar

Schiebegriff abklappbar


Teleskoprohre in den
Rückenrohren**Hinweis:**

Für die Rückenhöhenverstellung.
Ab einer Rückenhöhe von 25 cm
möglich. Nur in Verbindung mit
Schiebebügel, Schiebegriffe oder
Zentralschiebegriff möglich.

Einzelschiebegriffe, Zentralschiebegriff

Einzelschiebegriffe
in den Rückenrohren**Hinweis:**

Möglich ab einer Rücken-
höhe von 25 cm.

Einzelschiebegriffe
standard 90°


Gesamthöhe: 15 cm
Höhenverstellbereich: 6 cm

Gesamthöhe: 20 cm
Höhenverstellbereich: 10 cm

Zentralschiebegriff
Delta-Form**Hinweis:**

Möglich bis zu einer Sitz-
breite von 36 cm.

Abweisrollen, Kippschutz, Ankipphilfe, Wadenband



Abweisrollen



Kippschutz, wegschwenkbar



Ankipphilfe

Wadenband mit Polster,
passend zur Sitzbreite**Hinweis:**

Nicht möglich in Kombination mit der Lenk- und Schiebehilfe.

Anbau links**Anbau rechts****Anbau links****Anbau rechts**

Fußstützanlage



Rohrbügel-Fußstütze Standard

Fußstützanlage durchgehend,
winkelverstellbarFußstützanlage durchgehend,
winkelverstellbar, hochklappbar**Hinweis:**

Einsetzbar ab einer Sitzbreite von 30 cm.

**Hinweis:**

Einsetzbar ab einer Sitzbreite von 28 cm.

Einzelfußstützen, winkelverstellbar,
hochklappbarFußstützanlage durchgehend,
winkelverstellbar, für kurze USLFußstützanlage mit Fußbrett
in Rahmenfarbe, rückklappbar**Hinweis:**

Einsetzbar ab einer Sitzbreite von 28 cm.

für mittel-kurze USL**Hinweis:**

Einsetzbar bis zu einer Sitzbreite von 36 cm.

Gurtsysteme



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Fußgelenkgurt

SB 24 - 30 cm


Ø 4 - 6,5 cm

SB 28 - 36 cm


Ø 6 - 8,5 cm

SB 34 - 42 cm

Multidirektionale Thoraxpelotten (einzeln bestellbar)

MDP Pelottenhalter
abklappbar und abnehmbarMDP Pelottenhalter fix
links / rechts

MDP Thoraxpelotte



MDP Thoraxpelotte gekröpft

links

8 x 10 x 2 cm

6 x 11,5 x 2,5 cm

rechts

10 x 12 x 2 cm

8 x 14 x 2,5 cm


12 x 13 x 2 cm

als Paar

als Paar

als Paar

Abduktionskeil, Therapietisch




Abduktionskeil,
abschwenkbar & abnehmbar

LBH 9 x 6 x 9 cm

LBH 11 x 8 x 10 cm


LBH 12 x 9 x 10 cm



A-Keil Erhöhung um 30 mm



Hinweis:
Nur in Verbindung mit A-Keil und
konturiertem Sitzkissen.



Therapietisch

SB 24 - 26 cm

SB 28 - 32 cm

SB 34 - 38 cm




Hinweis:
Nur in Verbindung mit dem Sitz-
blech.




Hinweis:
Nur in Verbindung mit Armlehnen.

Transportsicherung, Verbreiterungssatz



Transportsicherung nach ISO 7176-19



Verbreiterungssatz um 2 cm



Hinweis:
Ab einer Mindestrückenhöhe
von 30 cm.



Info:
Die für den CESA passenden AMF-Bruns Kraftknoten sind
direkt über AMF-Bruns unter folgender Nummer erhältlich:
Bestell-Nr.: 200923805

Lenk- & Schiebehilfe, Geschwistersitz



Lenk- und Schiebehilfe

Lenk- und Schiebehilfe
als Geräteträger-VarianteAnbauadapter zu Lenk- u. Schiebehilfe
als Geräteträger-Variante für
„phil&teds“ Geschwistersitz oder
universal Autositz Adapter**Hinweis:**

Bei einer Nachrüstung fallen
zusätzliche Kosten an.

Einhandantrieb, Elektroantrieb

Vorbereitung für die Montage des
Einhandantriebes der Firma
„Pro Aktiv“

**Transportsicherung
in Kombination mit
Zusatzantrieben**

Vorbereitung für TWION und
e-motion der Firma AlberVorbereitung für Elektroantrieb
„e-fix“ der Firma Alber

**Transportsicherung
in Kombination mit
Zusatzantrieben**

**Hinweis:**

Nur zusammen mit Armlehnen
für die Bedienung des Joysticks
erhältlich.

Cosies



„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer für Begleitperson

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage