

Zusatzantriebe und Anbaugeräte

	BINGO Evolution	ZIP	DURO	SWINGBO 2	SWINGBO 2 XL	SUPRA 2.0	SWINGBO VTi	SWINGBO VTi XL	CESA	CLEO	CLEO Ti	CLEO Teen	SHERPA
Ulrich Alber													
TWION (nur 24") e-motion (22" oder 24") Kraftverstärkender Zusatzantrieb	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
e-fix, Elektrischer Zusatzantrieb	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scalamobil, Treppensteiger	–	–	–	✗	✗	✗	✓	✓	–	–	–	–	✓
Viamobil, Schiebe- und Bremshilfe	–	–	–	✗	V25	✗	✓	✓	–	–	–	–	V25
Alber via Go	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–
e-Pilot	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–
SMOOV	–	–	–	–	–	✓	–	–	✓	–	–	–	–
AAT													
MAX-E, Elektrozusatzantrieb	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
V-MAX, Schiebe- und Bremshilfe	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
V-MAX mini, Schiebehilfe	✓	–	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
MOVILINO, Schiebe- und Bremshilfe	–	–	–	✗	✗	–	–	–	–	–	–	–	–
S-MAX, Treppensteiger	✓	✓	–	✗	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓
SOLO, Radnabenantrieb	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	–	✓	–	✓	✓
SERVO, Kraftunterstützender Zusatzantrieb	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	✓
SANO													
LIFTKAR PT uni 130, Treppensteiger	✗	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
SUNRISE MEDICAL													
Empulse R20, Schiebehilfe	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
Empulse, WheelDrive	✗	✗	✗	✗	–	✓	–	✓	✗	–	–	✓	✗
AMF-Bruns													
Kraft-Knoten-System (AMF)	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DECON													
Easy Wheel	–	–	–	✓	–	–	✓	–	–	✓	✓	–	✓
E-Drive	–	–	–	✓	–	–	✓	–	–	✓	✓	–	✓
E-Drive 16"	–	–	–	✗	–	–	✗	–	–	✗	✗	–	✓
E-Move	–	–	–	✓	–	–	✓	–	–	✓	✓	–	✓

Diese Tabelle dient als allgemeine Orientierung. Ob eine Kombination möglich ist, ist abhängig von der individuellen Rollstuhl-Konfiguration und bedarf einer Rücksprache mit unserer Entwicklungsabteilung.