

Zusatzantriebe und Anbaugeräte

	BINGO Evolution	ZIP	DURO	SWINGBO 2	SWINGBO 2 XL	SUPRA 2.0	SWINGBO VTi	SWINGBO VTi XL	CESA	CLEO	CLEO Ti	CLEO Teen	SHERPA
Ulrich Alber													
TWION (nur 24") e-motion (22" oder 24") Kraftverstärkender Zusatzantrieb	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
e-fix, Elektrischer Zusatzantrieb	-	-	-	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scalamobil, Treppensteiger	-	-	-	✗	✗	✗	✓	✓	-	-	-	-	✓
Viamobil, Schiebe- und Bremshilfe	-	-	-	✗	V25	✗	✓	✓	-	-	-	-	V25
Alber via Go	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
e-Pilot	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
SMOOV	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
AAT													
MAX-E, Elektrozusatzantrieb	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
V-MAX, Schiebe- und Bremshilfe	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
MOVILINO, Schiebe- & Bremshilfe	-	-	-	✗	✗	-	-	-	-	-	-	-	-
S-MAX, Treppensteiger	✓	✓	-	✗	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓
SOLO, Radnabenantrieb	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
SERVO, Kraftunterstützender Zusatzantrieb	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
SANO													
LIFTKAR PT uni 130 Treppensteiger	✗	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
SUNRISE MEDICAL													
Empulse R20 Schiebehilfe	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
Empulse WheelDrive	✗	✗	✗	✗	-	✓	-	✓	✗	-	-	✓	✗
AMF-Bruns													
Kraft-Knoten-System (AMF)	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DECON													
Easy Wheel	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓
E-Drive	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓
E-Drive 16"	-	-	-	✗	-	-	✗	-	-	✗	✗	-	✓
E-Move	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓

Diese Tabelle dient als allgemeine Orientierung. Ob eine Kombination möglich ist, ist abhängig von der individuellen Rollstuhl-Konfiguration und bedarf einer Rücksprache mit unserer Entwicklungsabteilung.